

*La caratteristica principale degli aghi **Inline** è il rivestimento in silicone, che rende l'intervento meno doloroso e traumatizzante.*

Tra i vantaggi dei presidi medici per anestesia **Inline** si annoverano:

- . intuitiva identificazione delle lunghezze attraverso i rispettivi colori;
- . punta a tre smussature per una più semplice penetrazione nel tessuto;
- . margine arrotondato a protezione delle gengive;
- . tubo high tech in acciaio, atossico e apirogeno.

Gli aghi **Inline** sono confezionati singolarmente in scatole da 100 pezzi monouso e le misure disponibili sono:

- 27G: 0,4 x 25 mm (arancione) / 0,4 x 38 mm (azzurro);
- 30G: 0,3 x 12 mm (beige) / 0,3 x 16 mm (marrone) / 0,3 x 21 mm (blu) / 0,3 x 25 mm (verde).