

Gel mordenzante - “*Inline Etch 2*”:

Inline Etch 2 è un gel di colore blu destinato alla mordenzatura dello smalto. Il prodotto è a base di acido ortofosforico al 37% ,la sua colorazione permette una facile identificazione all’interno del cavo orale.

Estremamente tissotropico rimane perfettamente adeso alla zona sulla quale viene applicato, e la sua particolare consistenza fa sì che non si diffonda sui tessuti molli circostanti.

I mini applicatori presenti nella confezione permettono una precisa applicazione anche nei punti più difficili da raggiungere.

Inline Etch 2 è idrosolubile e si presenta in confezioni da 2 siringhe da 2 ml ciascuna e 10 mini applicatori.