

Coni di gutta percha e carta **Inline**; una gamma completa di coni, la cui qualità è testimoniata dalla precisione e dall'uniformità nel calibraggio delle punte.

Cinque sono i tipi distinti nella forma e quattro nel confezionamento. Le punte non contengono additivi chimici e sono rese sterili con radiazioni gamma.

I coni di carta Inline (arrotolati a mano) sono confezionati in scatole da 200 pezzi e le misure disponibili sono:

IP51- Misure dalla 8 alla 100; assortite 15-40, 45-80, 90-140 (in tubetti)

IP46- Misure dalla 15 alla 80; assortite 15-40, 45-80 (in slide box)

IP53- Misure dalla XF alla XC; assortite XF-C (in scomparti)

IP52- Misure dalla XXF alla XC; assortite XF-XC (in blister)

IP40- Misure dalla 15 alla 60; assortite 15-35 (in blister)

IP60- Misure dalla 15 alla 30; assortite 15-25 (in blister)

IP51S- Misure dalla 15 alla 80; assortite 15-35; 40-60 (in blister)

I coni di gutta percha Inline (arrotolati a mano) sono confezionati in scatole da 120 e 100 pezzi e le misure disponibili sono:

IP49- Misure dalla 8 alla 100; assortite 15-40, 45-80, 90-140 (rosa - in tubetti 120pz)

IP50- Misure dalla XF alla XL; assortite XF-M (rosa - in scomparti 100pz)

IP47- Misure dalla XF alla L; assortite XF-L (bianca - in scomparti 100pz)

IP04- Misure dalla 15 alla 45; assortite 15-40 (rosa - in tubetti taper 4% 120pz)

IP06- Misure dalla 15 alla 45; assortite 15-40 (rosa - in tubetti taper 4% 120pz)