

Corone provvisorie in policarbonato INLINE

Le corone ***Inline*** sono molto sottili e flessibile possono essere tagliate, modellate, piegate e pressate senza rompersi.

Il policarbonato ha una struttura molecolare estremamente immutabile, non solo quando sottoposto ad un cambio di temperatura importante, ma anche ad influenze fisiche o chimiche.

Le corone devono essere sterilizzate e ben tagliate, così potranno adattarsi correttamente, non danneggiando i tessuti durante l'applicazione. Fissare le corone con acrilici o cementi provvisori.