

<b><i>Prodotti INLINE</i></b>	<b>GRADI DI STERILIZZAZIONE °C</b>
Anellini codificatori	Possono essere sterilizzati a 180°C (in autoclave o a secco)
Capsule petri	135°C
Coppette per profilassi	134°C
Corone	Possono essere disinfettati solo a freddo
Cunei di legno	120°C
Endo Aide	Non può essere sterilizzato
Ganci per diga	Possono essere sterilizzati in autoclave ad una temperatura massima di 121°C
Kappen e Dappen	Possono essere disinfettati solo a freddo
Lampada B-Light blue system	- Pulire il corpo dell'apparecchio con prodotti non aggressivi. - Il puntale in silicone blu, può essere sterilizzato in autoclave a 135°C.
Mandrino per snap-on	134°C
Microapplicatori	135°C
Penellini e manici per penellini	Sono preferibilmente da sterilizzare a freddo con appositi liquidi. Sono sterilizzabili anche in autoclave (le più vendute in commercio), facendo attenzione alle seguenti opzioni: I) ad una temperatura massima di 121°C per 20 minuti; oppure, II) ad una temperatura massima di 134°C per 3 minuti.
Perni calcinabili	Possono essere disinfettati solo a freddo
Placche	Temperatura in autoclave: Polimerizzate: fino a 150°C Non polimerizzate: fino a 70°C
Porta rulli a cassetto	Possono essere disinfettati solo a freddo
Puntali e aghetti	Ad una temperatura massima di 134°C
Punte montate in silicone	134°C
Punte montate arkansas – (mini points)	134°C
Snap-on	134°C
Spatole per compositi	130°C
Spazzolini in nylon o setola	Possono essere sterilizzati in autoclave ad una temperatura massima di 138 °C
Specchietti	180°C
Spingiamalgama in plastica	132°C
Stop endodontico	180°C
Strumenti vari	177°C
Tazzina in silicone	180°C

